



# Medisinsk luft

Produktdatablad - Stålflasker

Nippon Gases innehar nødvendige myndighetskrav og tillatelser for produksjon og omsetning av medisinsk gass. Kravene defineres i hovedsak av Legemiddelforskriften av 2009. Våre gasser til medisinsk bruk er fremstilt i overensstemmelse med "Good manufacturing Practice - Medicinal gases" (cGMP), og distribueres til kunden etter "Good Distribution Practice" (cGDP).



# Medisinsk luft



## Produktdatablad - Stålflasker

### Tekniske data:

Ventil:	Produktet består av ventil uten trykkregulator
Flaskegjenger:	DIN 477 nr. 13
Flaskemateriale:	Stål
Fylletrykk maks:	200 bar
Temperatur anvendelsesområde:	- 20°C / + 45°C
Flaskefarge:	Hvit sylinderfarge og hvit/svart skulderfarge.
Transportkode:	UN 1002
Holdbarhet:	3 år

### Sikkerhetsinstruks for anvendelse og håndtering:

- Medisinske gasser skal bare brukes til medisinske formål. Flaskene skal oppbevares i ventilerte rom og ikke utsettes for høy varme.
- Bruk bare standardutrustning som er tilpasset for medisinske gasser.
- Røyking og åpen ild er absolutt forbudt i rom hvor våre gasser anvendes.
- La aldri olje eller fett komme i kontakt med utrustningen.
- Kontroller at flaskene er forseglet samt ta bort forseglingen fra ventilen før bruk.
- Kontroller at den automatiske koblingen eller regulatoren er ren og at tilkoblingene er i god stand.
- Bruk aldri verktøy på en trykk-/flowregulator som er beregnet til manuell tilkobling. Det er fare for at regulatoren kan skades.
- Åpne alltid flaskeventilen sakte, og åpne den minst en halv omdreining.
- Lekkasjesjekk gjennomføres i henhold til instruksjonen som følger med regulatoren. Ikke forsøk å håndtere lekkasje fra ventilen eller utstyr på egenhånd foruten om å bytte pakning eller O-ring.
- Dersom det oppdages lekkasje, steng ventilen og koble fra regulatoren. Merk flasken som defekt og returner til leverandøren.
- Det er viktig å la et trykk på ca 2 bar være igjen i flasken for å beskytte den mot forurensning. Flaskeventilen stenges for hånd etter bruk. Avlast deretter trykket i regulator eller annen tilslutning.
- Ved brann eller brannfare skal om mulig utrustningen stenges.

Flaskestørrelse	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L
	Bestillingsvare				
					
Varenummer	500497	500498	500499	500500	500501
Høyde inkl. ventil (mm)	520	580	960	940	1650
Diameter (mm)	100	140	140	204	230
Vekt inkl. gas (kg)	4,5	8	17	30	75
Volum i L	500	1000	2000	4000	10000

Nippon Gases forbeholder seg retten til endringer i denne spesifikasjonen som følge av lovkrav, råvarer, produksjonspåsegg o.l. For sikkerhetsdatablad eller annen informasjon se våre hjemmesider [www.nippongases.no](http://www.nippongases.no)

