



Medisinsk oksygen

Produktdatablad - Stålflasker

Nippon Gases innehar nødvendige myndighetskrav og tillatelser for produksjon og omsetning av medisinsk gass. Kravene defineres i hovedsak av Legemiddelforskriften av 2009. Våre gasser til medisinsk bruk er fremstilt i overensstemmelse med "Good manufacturing Practice - Medicinal gases" (cGMP), og distribueres til kunden etter "Good Distribution Practice" (cGDP).



Medisinsk oksygen









Produktdatablad - Stålflasker

Tekniske data:

Flaskemateriale:	Stål
Ventil:	DIN 477 nr. 6
Fylletrykk maks:	200 bar
Temperatur anvendelsesområde:	- 20°C / + 45°C
Flaskefarge:	Hvit sylindarfarge og hvit skulderfarge
Transportkode:	UN 1072
Holdbarhet:	3 år

Sikkerhetsinstruks for anvendelse og håndtering:

- Medisinske gasser skal bare brukes til medisinske formål. Flaskene skal oppbevares i ventilerte rom og ikke utsettes for høy varme.
- Bruk bare standardutrustning som er tilpasset for medisinske gasser.
- Røyking og åpen ild er absolutt forbudt i rom hvor våre gasser anvendes.
- La aldri olje eller fett komme i kontakt med utrustningen.
- Kontroller at flaskene er forseglet samt ta bort forseglingen fra ventilen før bruk.
- Kontroller at den automatiske koblingen eller regulatoren er ren og at tilkoblingene er i god stand.
- Bruk aldri verktøy på en trykk-/flowregulator som er beregnet til manuell tilkobling. Det er fare for at regulatoren kan skades.
- Åpne alltid flaskeventilen sakte, og åpne den minst en halv omdreining.
- Lekkasje sjekk gjennomføres i henhold til instruksjonen som følger med regulatoren. Ikke forsøk å håndtere lekkasje fra ventilen eller utstyr på egenhånd foruten om å bytte pakning eller O-ring.
- Dersom det oppdages lekkasje, steng ventilen og kobl fra regulatoren. Merk flasken som defekt og returner til leverandøren.
- Det er viktig å la et trykk på ca 2 bar være igjen i flasken for å beskytte den mot forurensning. Flaskeventilen stenges for hånd etter bruk. Avlast deretter trykket i regulator eller annen tilslutning.
- Ved brann eller brannfare skal om mulig utrustningen stenges.

Flaskestørrelse	1 L	2,5 L	10 L	20 L	20 L IPR	50 L
						
Varenummer gass	502440	500488	500490	500491	503393	500492
Varenummer dagleie	800497	800497	800083	800083	800474	800083
Høyde inkl. ventil (mm)	350	520	960	940	1005	1650
Diameter (mm)	80	100	140	210	35,5	230
Vekt inkl. gas (kg)	2,0	4,5	15	31	31	79
Volum i L	200	500	2000	4000	4000	10000

Nippon Gases forbeholder seg retten til endringer i denne spesifikasjonen som følge av lovkrav, råvarer, produksjonspesifikasjon o.l. For sikkerhetsdatablad eller annen informasjon se våre hjemmesider www.nippongases.no

