



LATHUND

Medicinsk oxygen



**NIPPON
GASES**

LATHUND

- Hur länge räcker gasen?¹⁾

Inställt flöde i liter/min	IPR 2 L	IPR 3 L
0,5	x	20 tim
1	6 tim 30 min	10 tim
2	3 tim 20 min	5 tim
4	1 tim 40 min	2 tim 30 min
6	1 tim 5 min	1 tim 40 min
8	x	1 tim 15 min
9	43 min	x
10	x	60 min
12	32 min	x
15	25 min	40 min
25	x	24 min

1) Ungefärlig tid som dessa två flaskstorlekarna, fyllda till 200 bars tryck, räcker vid olika konstanta oxygenflöden

x) Inställningen saknas