



# Medicinsk luft

Produktdatablad - Stålflaskor

Nippon Gases har produktionstillstånd för tillverkning av medicinska gaser; vilket är förankrat i det europeiska regelverket kopplat till Good Manufacturing Practices (GMP). Läkemedelsverkets nummer på godkännande för försäljning är 47884 (MT).



# Medicinsk luft








## Medicinsk Luft - stålflaskor

### Tekniska data:

Ventil:	Produkten består av ventil utan tryckregulator
Ventil standard:	DIN 477 nr. 13
Flaskmaterial:	Stål
Fyllningstryck max:	200 bar
Temperatur användningsområde:	-20°C / +45°C
Flaskfärg:	Vit cylinderfärg och vit/svart skulderfärg.
Transportkod:	UN 1002

### Säkerhetsanvisningar för användning och hantering:

- Medicinska gaser får bara användas för medicinska ändamål och flaskorna ska förvaras i väl ventilerade rum samt får inte utsättas för hög värme.
- Använd bara standardutrustning som är avsedd för medicinsk luft.
- Rökning och öppen eld är absolut förbjuden i rum där våra gaser används.
- Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med utrustningen.
- Kontrollera att flaskorna är förseglade samt ta bort förseglingen från ventilen innan användning.
- Kontrollera att snabbkopplingen eller regulatorn är ren, och att packningarna är i gott skick.
- Använd aldrig ett verktyg på en kärvande regulator för tryck/flöde som är avsedd att anslutas för hand. Risk finns att regulatorn skadas.
- Öppna alltid flaskventilen sakta, och öppna den minst ett halvt varv.
- Gör en läckagekontroll enligt de anvisningar som medföljer regulatorn. Försök inte själv åtgärda läckage från ventilen eller utrustningen på annat sätt än genom att byta packningen eller O-ringen.
- Om läckage upptäcks, stäng ventilen och tag loss regulatorn. Märk flaskan som defekt, tag den åt sidan och returnera den till leverantören.
- Det är viktigt att lämna kvar ett resttryck (ca 2 bar) i flaskan för att den skall skyddas mot kontaminering. När flaskan har använts stängs flaskventilen för hand. Avlasta sedan trycket i regulatorn eller anslutningen.
- Stäng om möjligt utrustningen vid brand och för flaskan i säkerhet vid brandfara.

Flaskstorlek	2,5 L	5 L	10 L	20 L	50 L
					
Varunr.	500497	500498	500499	500500	500501
Höjd inkl. ventil (mm)	520	580	960	940	1650
Diameter (mm)	100	140	140	204	230
Vikt inkl. gas (kg)	4,5	8	17	30	75
Volym i L	500	1000	2000	4000	10000

Uppgift om innehåll och trycket är nominella.

För mer information se vår hemsida [www.nippongases.se](http://www.nippongases.se)

